

MAD 
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

ALEX²
ALLERGY EXPLORER 



macroarraydx.com.ua

Перелік алергенів

Ексклюзивний дистриб'ютор: ТОВ "Дансон Фарма"
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2 Б
Телефони: +38 (044) 225 05 77, +38 (098) 839 50 76
info@danhsongpharma.com

ALEX2® Перелік алергенів

Комп-нт/ Екстракт	Код	Назва	Міжнародна номенклатура	Компонент	Біохімічна група
Пилок трав					
E	g17	Бахія звичайна (паспалум помітний)	<i>Paspalum notatum</i>		
E	g2	Бермудська трава (Цинодон пальчатий)	<i>Cynodon dactylon</i>		
C	g216	Бермудська трава (Цинодон пальчатий)	<i>Cynodon dactylon</i>	rCyn d 1	Beta- Expansin
E	g7	Очерет звичайний	<i>Phragmites communis</i>		
C	g100	Пажитниця багаторічна	<i>Lolium perenne</i>	nLol p 1	Beta- Expansin
E	g12	Жито посівне	<i>Secale cereale</i>		
C	g205	Тимофіївка лучна	<i>Phleum pratense</i>	rPhl p1	Beta- Expansin
C	g206	Тимофіївка лучна	<i>Phleum pratense</i>	rPhl p 2	Expansin
C	g215	Тимофіївка лучна	<i>Phleum pratense</i>	rPhl p 5.0101	Grass Goup 5/6
C	g209	Тимофіївка лучна	<i>Phleum pratense</i>	rPhl p 6	Grass Goup 5/6
C	g210	Тимофіївка лучна	<i>Phleum pratense</i>	rPhl p 7	Polcalcin
C	g212	Тимофіївка лучна	<i>Phleum pratense</i>	rPhl p 12	Profilin
Пилок дерев					
E	t19	Акація срібляста (Рід тропічних дерев)	<i>Acacia spp.</i>		

C	t100	Вільха чорна (клейка)	<i>Alnus glutinosa</i>	rAln q 1	PR-10
C	t101	Вільха чорна (клейка)	<i>Alnus glutinosa</i>	rAln q 4	Polcalcin
C	t226	Кипарис аризонський	<i>Cupressus arizonica</i>	nCup a 1	Pectate Lyase
E	t25	Ясен звичайний (високий)	<i>Fraxinus excelsior</i>		
C	t103	Ясен звичайний (високий)	<i>Fraxinus excelsior</i>	rFra e 1	Ole e 1-Family
E	t14	Тополя чорна (осокір)	<i>Populus nigra</i>		
C	t300	Бук європейський	<i>Fagus sylvatica</i>	rFag s 1	PR-10
E	t222	Кипарис вічнозелений	<i>Cupressus sempervirens</i>		
C	t105	Фінікова пальма	<i>Phoenix dactylifera</i>	nPho d 2	Profilin
E	t8	В'яз граболистий (берест)	<i>Ulmus campestris</i>		
E	t4	Ліщина звичайна, пилок	<i>Corylus avellana</i>		
C	t102	Ліщина звичайна, пилок	<i>Corylus avellana</i>	rCor a 1.0103	PR-10
C	t241	Платан кленолистий	<i>Platanus acerifolia</i>	rPla a 1	Plant Invertase
C	t301	Платан кленолистий	<i>Platanus acerifolia</i>	rPla a 2	Polygalac- turonase
C	t302	Платан кленолистий	<i>Platanus acerifolia</i>	rPla a 3	nsLTP

	E	t63	Ялівець мексиканський (гірський кедр – народна назва)	<i>Juniperus ashei</i>		
	E	t71	Шовковиця червона	<i>Morus rubra</i>		
	C	t224	Олива європейська	<i>Olea europaea</i>	nOle e 1	Common Olive Group 1
NEW	C	t240	Олива європейська	<i>Olea europaea</i>	rOle e 9	1,3 β Glucanase
NEW	E	t305	Шовковиця паперова (брусонетія паперова, паперове дерево)	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Bro p	
	C	t215	Береза повисла	<i>Betula verrucosa</i>	rBet v 1	PR-10
	C	t216	Береза повисла	<i>Betula verrucosa</i>	rBet v 2	Profilin
	C	t225	Береза повисла	<i>Betula verrucosa</i>	rBet v 6	Isoflavon Reductase
NEW	C	t303	Криптомерія японська	<i>Cryptomeria japonica</i>	rCry j 1	Pectate Lyase
NEW	E	t304	Айлант найвищий	<i>Ailanthus altissima</i>		
	E	t10	Волоський горіх	<i>Juglans regia</i>		
Пилок бур'янів						
NEW	C	W301	Переліска однорічна	<i>Mercurialis annua</i>	rMer a 1	Profilin
NEW	E	w300	Коноплі звичайні (посівні)	<i>Cannabis sativa</i>		

	C	w302	Коноплі звичайні (посівні)	<i>Cannabis sativa</i>	rCan s 3	nsLTP
	E	w10	Лобода біла	<i>Chenopodium album</i>		
	C	w100	Лобода біла	<i>Chenopodium album</i>	rChe a 1	Ole e 1-Family
	E	w6	Полин звичайний	<i>Artemisia vulgaris</i>		
	C	w231	Полин звичайний	<i>Artemisia vulgaris</i>	rArt v 1.0101	Plant Defensin
	C	w233	Полин звичайний	<i>Artemisia vulgaris</i>	rArt v 3.0201	nsLTP
	E	w20	Кропива дводомна	<i>Urtica dioica</i>		
	E	w14	Щириця звичайна (амарант)	<i>Amaranthus retroflexus</i>		
	E	w1	Амброзія полинолиста	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>		
	C	w230	Амброзія полинолиста	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	rAmb a 1	Pectate Lyase
	C	w300	Амброзія полинолиста	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	rAmb a 4	Plant Defensin
	E	w9	Подорожник ланцетолистий	<i>Plantago lanceolata</i>		
	C	w234	Подорожник ланцетолистий	<i>Plantago lanceolata</i>	rPla l 1	Ole e 1-Family
	E	w11	Курай поташевий	<i>Salsola kali</i>		
	C	w232	Курай поташевий	<i>Salsola kali</i>	rSal k 1	Pectin Methylesterase
	E	w21	Настінниця розлога	<i>Parietaria judaica</i>		

NEW

NEW

	C	w211	Настінниця розлога	<i>Parietaria judaica</i>	rPar j 2	nsLTP
	Пліснява та дріжджі					
	C	m229	<i>Alternaria alternata</i> (цвілеві гриби)	<i>Alternaria alternata</i>	rAlt a 1	Alt a 1-Family
NEW	C	m230	<i>Alternaria alternata</i> (цвілеві гриби)	<i>Alternaria alternata</i>	rAlt a 6	Enolase
NEW	C	m218	<i>Aspergillus fumigatus</i> (цвілеві гриби)	<i>Aspergillus fumigatus</i>	rAsp f 1	Mitogillin Family
	C	m220	<i>Aspergillus fumigatus</i> (цвілеві гриби)	<i>Aspergillus fumigatus</i>	rAsp f 3	Peroxisomal Protein
	C	m221	<i>Aspergillus fumigatus</i> (цвілеві гриби)	<i>Aspergillus fumigatus</i>	rAsp f 4	unknown
	C	m222	<i>Aspergillus fumigatus</i> (цвілеві гриби)	<i>Aspergillus fumigatus</i>	rAsp f 6	Mn Super-oxid-Dis-mutase
	E	m2	<i>Cladosporium herbarum</i> (цвілеві гриби)	<i>Cladosporium herbarum</i>		
	C	m100	<i>Cladosporium herbarum</i> (цвілеві гриби)	<i>Cladosporium herbarum</i>	rCla h 8	Short Chain Dehydro-genase
	C	y2	<i>Malassezia sympodialis</i>	<i>Malassezia sympodialis</i>	rMala s 5	unknown
	C	y3	<i>Malassezia sympodialis</i>	<i>Malassezia sympodialis</i>	rMala s 6	Cyclophilin
	C	y5	<i>Malassezia sympodialis</i>	<i>Malassezia sympodialis</i>	rMala s 11	Mn Super-oxid-Dis-mutase

	E	m1	<i>Penicilium chrysogenum</i> (цвілеві гриби)	<i>Penicilium chrysogenum</i>		
	Кліщі та таргани					
	E	d70	Борошняний кліщ	<i>Acarus siro</i>		
	E	i206	Американський тарган	<i>Periplaneta americana</i>		
	C	i300	Американський тарган	<i>Periplaneta americana</i>	rPer a 7	Tropomy-osin
	C	d300	<i>Blomia tropicalis</i>	<i>Blomia tropicalis</i>	rBlo t 5	Mite, Group 5
	C	d301	<i>Blomia tropicalis</i>	<i>Blomia tropicalis</i>	rBlo t 10	Tropomy-osin
	C	d302	<i>Blomia tropicalis</i>	<i>Blomia tropicalis</i>	rBlo t 21	unknown
	C	d100	Американський кліщ домашнього пилу (D. farinae)	<i>Dermato-phagoides farinae</i>	rDer f 1	Cysteine Protease
	C	d101	Американський кліщ домашнього пилу (D. farinae)	<i>Dermato-phagoides farinae</i>	rDer f 2	NPC2 Family
	C	d202	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermato-phagoides pteronyssinus</i>	rDer p 1	Cysteine Protease
	C	d203	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermato-phagoides pteronyssinus</i>	rDer p 2	NPC2 Family
	C	d103	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermato-phagoides pteronyssinus</i>	rDer p 5	unknown

NEW

NEW

NEW

	C	d104	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	rDer p 7	Mite Group 7
	C	d205	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	rDer p 10	Tropomyosin
	C	d102	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	rDer p 11	Myosin, heavy chain
NEW	C	d303	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	rDer p 20	Arginine Kinase
NEW	C	d304	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	rDer p 21	unknown
	C	d209	Європейський кліщ домашнього пилу (D. pteronissinus)	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	rDer p 23	Peritrophin-like protein domain
	C	i100	Німецький тарган	<i>Blattella germanica</i>	rBla g 1	Cockroach group 1
	C	i101	Німецький тарган	<i>Blattella germanica</i>	rBla g 2	Aspartyl protease
	C	i102	Німецький тарган	<i>Blattella germanica</i>	rBla g 4	Lipocalin

	C	i103	Німецький тарган	<i>Blattella germanica</i>	rBla g 5	Glutathione S-transferase
	C	i301	Німецький тарган	<i>Blattella germanica</i>	rBla g 9	Arginine Kinase
	C	d105	Glycyphagus domesticus	<i>Glycyphagus domesticus</i>	rGly d 2	NPC2 Family
	C	D305	Lepidoglyphus destructor	<i>Lepidoglyphus destructor</i>	rLep d 2	NPC2 Family
	E	d72	Tyrophagus putrescentiae	<i>Tyrophagus putrescentiae</i>		
	C	D306	Tyrophagus putrescentiae	<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	rTyr p 2	NPC2 Family
Лупа і шерсть тварин						
	C	e94	Кіт, лупа	<i>Felis domesticus</i>	rFel d 1	Uteroglobulin
	C	e220	Кіт, лупа	<i>Felis domesticus</i>	nFel d 2	Serum Albumin
	C	e228	Кіт, лупа	<i>Felis domesticus</i>	rFel d 4	Lipocalin
	C	e300	Кіт, лупа	<i>Felis domesticus</i>	rFel d 7	Lipocalin
	C	e100	Корова, лупа	<i>Bos domesticus</i>	rBos d 2	Lipocalin
	C	e301	Джунгарський хом'як, лупа	<i>Phodopus sungorus</i>	rPhod s 1	Lipocalin
	C	e101	Собака, лупа	<i>Canis familiaris</i>	rCan f 1	Lipocalin
	C	e102	Собака, лупа	<i>Canis familiaris</i>	rCan f 2	Lipocalin
	C	e221	Собака, лупа	<i>Canis familiaris</i>	nCan f 3	Serum Albumin
	C	e302	Собака, лупа	<i>Canis familiaris</i>	rCan f 4	Lipocalin

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW	E	e308	Собака, сеча кобеля (вкл. Can f 5)	<i>Canis familiaris</i>		
NEW	C	e303	Собака, лупа	<i>Canis familiaris</i>	rCan f 6	Lipocalin
NEW	C	e304	Собака, лупа	<i>Canis familiaris</i>	rCan f Fel d 1 like	Fel d 1 like
	E	e80	Коза, лупа	<i>Capra hircus</i>		
NEW	C	e305	Морська свинка, лупа	<i>Cavia porcellus</i>	rCav p 1	Lipocalin
	C	e227	Кінь, лупа	<i>Equus caballus</i>	rEqu c 1	Lipocalin
NEW	C	e306	Кінь, лупа	<i>Equus caballus</i>	nEqu c 3	Serum Albumin
NEW	C	e307	Кінь, лупа	<i>Equus caballus</i>	nEqu c 4	Latherin
	C	e103	Миша хатня, лупа	<i>Mus musculus</i>	nMus m 1	Lipocalin
	E	e83	Свиня, лупа	<i>Sus domesticus</i>		
NEW	C	e309	Кролик, лупа	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	rOry c 1	Lipocalin
NEW	C	e310	Кролик, лупа	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	rOry c 2	Lipocalin
NEW	C	e311	Кролик, лупа	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	rOry c 3	Secretoglobulin
	E	e73	Щур, лупа	<i>Rattus norvegicus</i>		
	E	e81	Вівця, лупа	<i>Ovis aries</i>		
Отрута комах						
	E	i3	Оса, отрута	<i>Vespula vulgaris</i>		
NEW	C	i211	Оса, отрута	<i>Vespula vulgaris</i>	rVes v 1	Phospholipase A1
	C	i209	Оса, отрута	<i>Vespula vulgaris</i>	rVes v 5	Antigen 5

E	i70	Вогняна мураха червона, отрута	<i>Solenopsis richteri & Solenopsis invicta</i>			NEW
E	i1	Медоносна бджола, отрута	<i>Apis mellifera</i>			
C	i208	Медоносна бджола, отрута	<i>Apis mellifera</i>	r/nApi m 1	Phospholipase A2	
C	i217	Медоносна бджола, отрута	<i>Apis mellifera</i>	rApi m 10	Icarapin Variant 2	
E	i25	Шершень, отрута	<i>Dolichovespula spp.</i>			
E	i4	Паперова оса, отрута	<i>Polistes dominulus</i>			
C	i210	Паперова оса, отрута	<i>Polistes dominulus</i>	rPol d 5	Antigen 5	
Зернові культури та насіння						
E	f6	Ячмінь	<i>Hordeum vulgare</i>			
E	f11	Гречка звичайна	<i>Fagopyrum esculentum</i>			
C	f508	Гречка звичайна	<i>Fagopyrum esculentum</i>	nFag e 2	2S Albumin	
E	f8	Кукурудза	<i>Zea mays</i>			
C	f523	Кукурудза	<i>Zea mays</i>	rZea m 14	nsLTP	NEW
E	f5	Жито посівне	<i>Secale cereale</i>			
E	f305	Гульба сінна (пажитник, шамбала)	<i>Trigonella foenum-graecum</i>			NEW
E	f55	Просо	<i>Panicum miliaceum</i>			
E	f7	Овес	<i>Avena sativa</i>			
E	f224	Мак, насіння	<i>Papaver somniferum</i>			

C	f516	Мак, насіння	<i>Papaver somniferum</i>	nPap s 2S Albumin	2S Albumin
E	f226	Гарбуз, насіння	<i>Cucurbita pepo</i>		
E	f347	Кіноа, насіння	<i>Chenopodium quinoa</i>		
E	f9	Рис	<i>Oryza sativa</i>		
E	f10	Кунжут (сезам)	<i>Sesamum indicum</i>		
C	f518	Кунжут (сезам)	<i>Sesamum indicum</i>	nSes i 1	2S Albumin
E	k84	Соняшник, насіння	<i>Helianthus annuus</i>		
E	f124	Спельта	<i>Triticum spelta</i>		
NEW C	f542	Пшениця	<i>Triticum aestivum</i>	rTri a 14	nsLTP
NEW C	f543	Пшениця	<i>Triticum aestivum</i>	rTri a 19	Omega-5-Gliadin
NEW C	f544	Пшениця	<i>Triticum aestivum</i>	nTri a aA_TI	Alpha-Amylase Trypsin-Inhibitor
Яйце і молоко					
E	f1	Яєчний білок	<i>Gallus domesticus</i>		
C	f233	Яєчний білок	<i>Gallus domesticus</i>	nGal d 1	Ovomucoid
C	f232	Яєчний білок	<i>Gallus domesticus</i>	nGal d 2	Ovalbumin
C	f323	Яєчний білок	<i>Gallus domesticus</i>	nGal d 3	Ovotransferrin
C	k208	Яєчний білок	<i>Gallus domesticus</i>	nGal d 4	Lysozym C
C	f510	Жовток	<i>Gallus domesticus</i>	nGal d 5	Serum Albumin

E	f75	Жовток	<i>Gallus domesticus</i>		
E	f506	Молоко верблюдяче	<i>Camelus dromedarius</i>		
E	f2	Молоко коров'яче	<i>Bos domesticus</i>		
C	f76	Молоко коров'яче	<i>Bos domesticus</i>	nBos d 4	a-Lactalbumin
C	f77	Молоко коров'яче	<i>Bos domesticus</i>	nBos d 5	β-Lactoglobulin
C	f78	Молоко коров'яче	<i>Bos domesticus</i>	nBos d 8	Casein
E	f300	Молоко козяче	<i>Capra hircus</i>		
E	f286	Молоко кобиляче	<i>Equus caballus</i>		
E	f325	Молоко овече	<i>Ovis aries</i>		
Фрукти					
C	f434	Яблуко	<i>Malus domestica</i>	rMal d 1	PR-10
C	f514	Яблуко	<i>Malus domestica</i>	nMal d 2	TLP
C	f435	Яблуко	<i>Malus domestica</i>	rMal d 3	nsLTP
E	f96	Авокадо	<i>Persea americana</i>		
E	f92	Банан	<i>Musa acuminata</i>		
E	f288	Чорниця	<i>Vaccinium myrtillus</i>		
E	f242	Вишня	<i>Prunus spp.</i>		
E	f328	Інжир	<i>Ficus carica</i>		
C	f521	Виноград	<i>Vitis vinifera</i>	nVit v 1	nsLTP

	C	f500	Ківі	<i>Actinidia deliciosa</i>	nAct d 1	Cysteine Protease
	C	f503	Ківі	<i>Actinidia deliciosa</i>	nAct d 2	TLP
	C	f501	Ківі	<i>Actinidia deliciosa</i>	nAct d 5	Kiwellin
	C	f502	Ківі	<i>Actinidia deliciosa</i>	nAct d 10	nsLTP
	E	f91	Манго	<i>Mangifera indica</i>		
NEW	C	f528	Диня	<i>Cucumis melo</i>	rCuc m 2	Profilin
	E	f33	Апельсин	<i>Citrus sinensis</i>		
	E	f293	Папая	<i>Carica papaya</i>		
	C	f420	Персик	<i>Prunus persica</i>	n/r Pru p 3	nsLTP
	E	f94	Груша	<i>Pyrus communis</i>		
NEW	C-микс	f44	Полуниця	<i>Fragaria ananassa</i>	rFra a 1 + rFra a 3	PR-10+LTP
Бобові культури та горіхи						
	E	f20	Мигдаль	<i>Prunus dulcis</i>		
	E	f18	Бразильський горіх	<i>Bertholletia excelsa</i>		
	C	f354	Бразильський горіх	<i>Bertholletia excelsa</i>	nBer e 1	2S Albumin
	E	f202	Кеш'ю (горіх)	<i>Anacardium occidentale</i>		
NEW	C	f550	Кеш'ю (горіх)	<i>Anacardium occidentale</i>	rAna o 2	11S Globulin
	C	f443	Кеш'ю (горіх)	<i>Anacardium occidentale</i>	rAna o 3	2S Albumin
	E	f309	Турецький горіх (нут)	<i>Cicer arietinus</i>		

	C	f428	Фундук	<i>Corylus avellana</i>	rCor a 1.0401	PR-10
	C	f425	Фундук	<i>Corylus avellana</i>	rCor a 8	nsLTP
	C	f440	Фундук	<i>Corylus avellana</i>	nCor a 9	11S Globulin
	C	f522	Фундук	<i>Corylus avellana</i>	nCor a 11	7/8S Globulin
	C	f439	Фундук	<i>Corylus avellana</i>	nCor a 14	2S Albumin
	E	f235	Сочевиця	<i>Lens culinaris</i>		
	E	f335	Люпин насіння	<i>Lupinus albus</i>		
	E	f345	Макадамія, горіх	<i>Macadamia integrifolia</i>		
	C	f513	Макадамія, горіх	<i>Macadamia integrifolia</i>	nMac i 2S Albumin	2S Albumin
	E	f12	Горіх	<i>Pisum sativum</i>		
	C	f422	Арахіс	<i>Arachis hypogea</i>	nAra h 1	7/8S Globulin
	C	f423	Арахіс	<i>Arachis hypogea</i>	rAra h 2	2S Albumin
	C	f424	Арахіс	<i>Arachis hypogea</i>	nAra h 3	11S Globulin
	C	f447	Арахіс	<i>Arachis hypogea</i>	nAra h 6	2S Albumin
	C	f352	Арахіс	<i>Arachis hypogea</i>	rAra h 8	PR-10
	C	f427	Арахіс	<i>Arachis hypogea</i>	rAra h 9	nsLTP
	C	f803	Арахіс	<i>Arachis hypogea</i>	rAra h 15	Oleasin
	E	f201	Пекан, горіх	<i>Carya illinoensis</i>		
	C	f531	Фісташки	<i>Pistacia vera</i>	rPis v 1	2S Albumin

NEW

NEW

NEW	C	f532	Фісташки	<i>Pistacia vera</i>	nPis v 2	11S Globulin subunit
NEW	C	f533	Фісташки	<i>Pistacia vera</i>	nPis v 3	7/8S Globulin
	C	f353	Соя	<i>Glycine max</i>	rGly m 4	PR-10
	C	f431	Соя	<i>Glycine max</i>	rGly m 5	7/8S Globulin
	C	f432	Соя	<i>Glycine max</i>	nGly m 6	11S Globulin
	C	f511	Соя	<i>Glycine max</i>	nGly m 8	2S Albumin
	C	f441	Волоський горіх	<i>Juglans regia</i>	nJug r 1	2S Albumin
	C	f512	Волоський горіх	<i>Juglans regia</i>	nJug r 2	7/8S Globulin
NEW	C	f539	Волоський горіх	<i>Juglans regia</i>	rJug r 3	nsLTP
NEW	C	f540	Волоський горіх	<i>Juglans regia</i>	nJug r 4	11S Globulin
NEW	C	f541	Волоський горіх	<i>Juglans regia</i>	nJug r 6	7/8S Globulin
	E	f315	Квасоля біла	<i>Phaseolus vulgaris</i>		
Морепродукти						
	C	p10	Анізакіс	<i>Anisakis simplex</i>	rAni s 1	Kunitz Serin Protease Inhibitor
	C	p11	Анізакіс	<i>Anisakis simplex</i>	rAni s 3	Tropomyosin
	E	f3	Атлантична тріска	<i>Gadus morhua</i>		
	C	f509	Атлантична тріска	<i>Gadus morhua</i>	nGad m 1	β-Parvalbumin

C-mix	f805	Атлантична тріска	<i>Gadus morhua</i>	nGad m 2&3	β-Enolase& Aldolase
E	f205	Оселедець атлантичний	<i>Clupea harengus</i>		
C	f525	Оселедець атлантичний	<i>Clupea harengus</i>	rClu h 1	β-Parvalbumin
E	f206	Скумбрія атлантична	<i>Scomber scombrus</i>		
C	f551	Скумбрія атлантична	<i>Scomber scombrus</i>	rSco s 1	β-Parvalbumin
C	f517	Чорна тигрова креветка	<i>Penaeus monodon</i>	nPen m 1	Tropomyosin
C	f545	Чорна тигрова креветка	<i>Penaeus monodon</i>	rPen m 2	Arginine Kinase
C	f552	Чорна тигрова креветка	<i>Penaeus monodon</i>	rPen m 3	Myosin light chain
C	f524	Чорна тигрова креветка	<i>Penaeus monodon</i>	rPen m 4	Sarcomplasmic Calcium Binding Protein
C	f529	Креветка піщана	<i>Crangon crangon</i>	rCra c 6	Troponin C
C	f355	Карп	<i>Cyprinus carpio</i>	rCyp c 1	β-Parvalbumin
E	f37	Мідія їстівна	<i>Mytilus edulis</i>		
E	f23	Краб	<i>Chionoecetes spp.</i>		
E	f80	Лобстер	<i>Homarus gammarus</i>		
E	f515	Північна креветка	<i>Pandalus borealis</i>		
E	f290	Устриці	<i>Ostrea edulis</i>		

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

	E	f41	Лосось атлантичний (сьомга)	<i>Salmo salar</i>		
NEW	C	f534	Лосось атлантичний (сьомга)	<i>Salmo salar</i>	rSal s 1	β-Parvalbumin
	E	f338	Морські гребінці	<i>Pecten spp.</i>		
	E	f24	Креветки мікс	<i>Litopenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum</i>		
	E	f258	Кальмар	<i>Loligo spp.</i>		
NEW	C	f537	Риба меч	<i>Xiphias gladius</i>	rXip g 1	β-Parvalbumin
NEW	E	f535	Морська лисиця або Плахур звичайний	<i>Raja clavata</i>		
NEW	C	f536	Морська лисиця або Плахур звичайний	<i>Raja clavata</i>	rRaj c Parvalbumin	α-Parvalbumin
	E	f40	Тунець	<i>Thunnus albacares</i>		
NEW	C	f538	Тунець	<i>Thunnus albacares</i>	Thu a 1	β-Parvalbumin
	E	f207	Молюск їстівний	<i>Ruditapes spp.</i>		
Спеції						
	E	f271	Аніс	<i>Pimpinella anisum</i>		
	E	f265	Кмин	<i>Carum carvi</i>		

	E	f89	Гірчиця	<i>Brassica / Sinapis spp.</i>		
	C	f519	Гірчиця	<i>Brassica / Sinapis spp.</i>	nSin a 1	2S Albumin
	E	f283	Материнка звичайна (Орегано)	<i>Origanum vulgare</i>		
	E	f218	Паприка	<i>Capsicum annuum</i>		
	E	f86	Петрушка	<i>Petroselinum crispum</i>		
М'ясо						
	E	f27	Яловичина	<i>Bos domesticus</i>		
	C	e204	Яловичина	<i>Bos domesticus</i>	nBos d 6	Serum Albumin
	E	f83	Курятина	<i>Gallus domesticus</i>		
	E	f321	Конина	<i>Equus caballus</i>		
	E	f88	Ягнятина	<i>Ovis aries</i>		
	E	f527	Хрущак борошняний (їстівний)	<i>Tenebrio molitor</i>		
	E	f553	Сарана перелітна (їстівна)	<i>Locusta migratoria</i>		
	E	f26	Свинина	<i>Sus domesticus</i>		
	C	f530	Свинина	<i>Sus domesticus</i>	rSus d 1	Serum Albumin
	E	f213	Кролятина	<i>Oryctolagus spp.</i>		
	E	f284	Індичатина	<i>Meleagris gallopavo</i>		
Овочі						
	E	f31	Морква	<i>Daucus carota</i>		

C	f507	Морква	<i>Daucus carota</i>	rDau c 1	PR-10
C	f417	Селера	<i>Apium graveolens</i>	rApi g 1	PR-10
C	f504	Селера	<i>Apium graveolens</i>	rApi g 2	nsLTP
C	f505	Селера	<i>Apium graveolens</i>	rApi g 6	nsLTP
E	f47	Часник	<i>Allium sativum</i>		
E	f48	Цибуля	<i>Allium cepa</i>		
E	f35	Картопля	<i>Solanum tuberosum</i>		
E	f25	Помідор	<i>Solanum lycopersicum</i>		
C	f520	Помідор	<i>Solanum lycopersicum</i>	nSola l 6	nsLTP
Інше					
E	f45	Пекарські дріжджі	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>		
C	o214	Лактоферин		rHom s LF	CCD
C	k215	Латекс	<i>Hevea brasiliensis</i>	rHev b 1	Rubber elongation factor
C	k217	Латекс	<i>Hevea brasiliensis</i>	rHev b 3	small rubber particle protein
C	k218	Латекс	<i>Hevea brasiliensis</i>	rHev b 5	unknown
C	k220	Латекс	<i>Hevea brasiliensis</i>	rHev b 6.02	Pro-Hevein
C	k221	Латекс	<i>Hevea brasiliensis</i>	rHev b 8	Profilin
C	k224	Латекс	<i>Hevea brasiliensis</i>	rHev b 11	Class 1 Chitinase
C	o100	Argas reflexus	<i>Argas reflexus</i>	rArg r 1	Lipocalin

NEW

E	k81	Фікус Бенджаміна	<i>Ficus benjamina</i>		
Використовують лише у дослідженнях					
C	RUO-e800	Хом'як золотистий	<i>Mesocricetus auratus</i>	rMes a 1	Lipocalin
C	RUO-f800	Фундук	<i>Corylus avellana</i>	rCor a 12	Oleolin
C	RUO-t227	Олива європейська	<i>Olea Europaea</i>	rOle e 7	nsLTP
C	RUO-f801	Персик	<i>Prunus persica</i>	rPru p 7	Gibberellin-regulated protein
C	RUO-f804	Фісташка	<i>Pistacia vera</i>	rPis v 4	Mn Superoxid-Dismutase

Принципи призначення АСІТ препаратами Immunotek з урахуванням клінічної картини і результатів мультикомпонентного тесту ALEX		
Нозологія	Алергени: період цвітіння/ Мажорні компоненти	АСІТ Immunotek Oraltek
Алергічний риніт / Бронхіальна астма	Сезонний	Березень-Квітень-Травень береза повисла Bet v 1 вільха чорна Alg g 1 ліщина звичайна Cor a 1.0103 ясен звичайний Fra e 1 Червень-Липень грястиця лучний Poa p 1 грястиця збірна Dac g 1 тимофіївка лучна Phl p 1, Phl p 5 пажитниця багаторічна Lol p 1 сорго алепське Sor h 1 цинодон пальчатий Cyn d 1 Серпень-Вересень-Жовтень амброзія полинолиста Amb a1 полин звичайний Art v 1, Art v 3
	Цілорічний	Кіт 100% (Cat dander 100%) Собака 100% (Dog dander 100%) Alternaria alternata 100% Aspergillus fumigatus 100% Cladosporium herbarum 100% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 50%, Aspergillus fumigatus 50% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 50%, Cladosporium herbarum 50% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 33%, Cladosporium herbarum 33%, Aspergillus fumigatus 33% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 25%, Cladosporium herbarum 25%, Aspergillus fumigatus 25% , Penicilium chrysogenum 25% Суміш кліщів домашнього пилу: Dermatophagoides pteronyssinus 50%, Dermatophagoides farinae 50%.

Принципи призначення АСІТ препаратами Immunotek з урахуванням клінічної картини і результатів мультикомпонентного тесту ALEX		
Нозологія	Алергени: період цвітіння/ Мажорні компоненти	АСІТ Immunotek Alxoid
Алергічний риніт / Бронхіальна астма	Сезонний	Березень-Квітень-Травень береза повисла Bet v 1 вільха чорна Alg g 1 ліщина звичайна Cor a 1.0103 ясен звичайний Fra e 1 Червень-Липень тонконіг лучний Poa p 1 грястиця збірна Dac g 1 тимофіївка лучна Phl p 1, Phl p 5 пажитниця багаторічна Lol p 1 сорго алепське Sor h 1 цинодон пальчатий Cyn d 1 Серпень-Вересень-Жовтень амброзія полинолиста Amb a1 полин звичайний Art v 1, Art v 3
	Цілорічний	Кіт 100% (Cat dander 100%) Собака 100% (Dog dander 100%) Alternaria alternata 100% Aspergillus fumigatus 100% Cladosporium herbarum 100% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 50%, Aspergillus fumigatus 50% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 50%, Cladosporium herbarum 50% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 33%, Cladosporium herbarum 33%, Aspergillus fumigatus 33% Суміш цвілевих грибів: Alternaria alternata 25%, Cladosporium herbarum 25%, Aspergillus fumigatus 25% , Penicilium chrysogenum 25% Суміш кліщів домашнього пилу: Dermatophagoides pteronyssinus 50%, Dermatophagoides farinae 50%.



Алергоцентр Клініки Сімейної та функціональної медицини “FxMed”

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15

Телефони: +38 (044) 334 51 03, +38 (097) 090 13 03,

+38 (095) 090 13 03, +38 (093) 090 13 03

info@fxmed.com.ua

www.fxmed.com.ua